
Begrüßung



Uwe Peterson - GAMPT mbH

Akusto-Optische Effekte





Experimente zur Wechselwirkung von Laserlicht mit mechanischen Wellen im MHz-Bereich

GAMPT mbH - Firmenprofil




GESELLSCHAFT FÜR ANGEWANDTE MEDIZINISCHE PHYSIK UND TECHNIK

1998 Firmengründung

2003 Zappendorf

seit 2010 in Merseburg bei Halle



- Equipment f
 ür die Ausbildung an Fach- und Hochschulen
- ⇒ Ultraschall in der Medizin
 - Messung von Mikroblasen (BubbleCounter)
 - THED Time Harmonic Elastography (Kooperation mit Charité Berlin)
- ⇒ Ultraschall in der Industrie
 - Messungen dünner Schichten
 - Ultraschallsonden nach Kundenspezifikation
 - Forschung und Entwicklung (Entwicklung von Sensoren und Messtechnik)



—/\/\/\/_

GAMPT – Ultraschall in der Ausbildung



16 Jahre Ultraschallgeräte und Zubehör für die Ausbildung

1999 – erstes GAMPT-Scan-Ultraschallgerät für das Grundpraktikum Physik an der MLU Halle-Wittenberg

- ⇒ Experimente zu Grundlagen und Anwendungen der Ultraschalltechnik in Physik, Medizin und Ingenieurswissenschaften
- ⇒ Bildgebende Verfahren mit Ultraschall (A-Bild, B-Bild, M-Mode, Ultraschalltomographie, Dopplersonografie)
- ⇒ Akustooptische Versuche zur Brechung (Zentralprojektion), Beugung (Debye-Sears) und Modulation von Laserlicht an bzw. durch Ultraschallwellen
- Anwenderspezifische Experimentiersets für Physiker, Mediziner und Ingenieure



Akusto-Optik-Versuche von GAMPT



Grundversuche

Zentralprojektion

Brechung von divergentem, kohärenten Licht (Laser) an stehenden Ultraschallwellen

Debye-Sears-Versuch

Beugung von parallelem, kohärenten Licht (Laser) an stehenden und laufenden Ultraschallwellen


Erweiterungen des Debye-Sears-Versuches

Experimente zur Amplituden- und Phasenmodulation von kohärentem Licht (Laser) bei stehenden Ultraschallwellen und Frequenzmodulation bei laufenden Ultraschallwellen (auf Anregung und mit Unterstützung von Herrn PD Dr. Valeri Baev, Institut für Laser-Physik, Universität Hamburg)

Berlin, 2. Juni 2015


Set Grundlagen Akusto-Optik





Zentralprojektion stehender Wellen





$$\lambda_{s} = \frac{2x}{N} \cdot \frac{f - \frac{g_{1}}{n_{G}} - \frac{a_{1}}{n_{L}}}{s - \left(f - \frac{g_{1} + g_{2}}{n_{G}} - \frac{a_{1} + a_{2}}{n_{L}}\right)}$$

$$c = \lambda_{s} \cdot v$$

Brennweite der Linse in Luft Brechungsindex von Glas Brechungsindex der Flüssigkeit


Schallwellenlänge λ_{s} Schallfrequenz ٧ Schallgeschwindigkeit

C

Zentralprojektion - Ergebnisse



Zentralprojektionen bei Ultraschallfrequenzen von 2,8, 3,5 und 4,5 MHz mit grünem Laser (532 nm) und rotem Laser (650 nm)






Beispielmessung zur Bestimmung der Schallgeschwindigkeit in Wasser:

Brennweite der Linse in Luft: f = 10 cmBrechungsindex von Glas: $n_G = 1,45$ Brechungsindex von Wasser: $n_L = 1,33$ Schallfrequenz: v = 4 MHz

gemessene Werte						berechnete Werte		Literatur
a _{1,2} [cm]	g ₁ [cm]	g ₂ [cm]	s [m]	x [cm]	N	λ _S [μm]		c [m/s]
4,8	0,5	0,4	3,03	8,9	9	397	1590	1480 (20°C)

Debye-Sears-Versuch





$$\lambda_{S} = 2N \cdot \lambda_{L} \frac{s}{x}$$
$$c = \lambda_{S} \cdot V$$

$$c = \lambda_s \cdot v$$

$$\lambda_{\mathsf{L}}$$

Lichtwellenlänge

 λ_{S}

Schallwellenlänge

Schallfrequenz


Schallgeschwindigkeit

Debye-Sears-Versuch - Ergebnisse



Beugungsbilder bei Ultraschallfrequenzen von 3-10 MHz in 1-MHz-Schritten mit grünem Laser (532 nm) und rotem Laser (650 nm)





Beispielmessung für zwei Flüssigkeiten mit rotem Laser bei RT:

Flüssig- keit	gegebene Werte		gemessene Werte			berechnete Werte		Literatur
	v [MHz]	λ _L [nm]	N	s [m]	x [cm]	λ _S [μm]		c [m/s]
Wasser	4	650	4	2,9	4,1	367,8	1471	1480 (20°C)
Glycerin	4	650	2	2,9	1,6	471,2	1885	1900 (25°C)

Zubehör für AOM-Versuche



Ausgehend vom Versuchsmaterial für den Debye-Sears-Versuch (cw-Generator, Laser, US-Sonde, Probengefäß mit Justiereinrichtung) können mit zusätzlichem Equipment (Umlenkspiegel, Strahlteiler, Photodiode mit Verstärker, Absorbermatte) weitere Versuche zu akusto-optischen Effekten realisiert werden



Umlenkspiegel




Strahlteiler (halbdurchlässiger Spiegel)



Photodiode mit Verstärker

Amplitudenmodulation - Setup






Schema einer möglichen Versuchsanordnung

Amplitudenmodulation - Ergebnisse





Lichtbeugung an einer stehenden Schallwelle (Baev, Hamburg)

Die stehende Ultraschallwelle bildet ein örtlich festes, zeitlich veränderbares Gitter.



Das führt zu zeitlichen Variationen in der Lichtintensität der einzelnen Beugungsordnungen mit der doppelten Frequenz des Ultraschalls




Bild 1: Ultraschall aus




Bild 2: Ultraschall an

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit




Durch Variation der Frequenz f der Ultraschallwelle ergeben sich:


- Modulationsmaxima (sehr gut ausgebildete stehende Welle) und
- Modulationsminima (keine stehende Welle)

Für benachbarte Maxima gilt:

 $c = 2 h \Delta f$







Max. bei f=8,5916 MHz

Min. bei f=8,5958 MHz

Max. bei f=8,6000 MHz

h = Abstand US-Sonde/Boden = 88,7 mm

 \Rightarrow

c = 1490 m/s (Wasser)

Bestimmung der Schallgeschwindigkeit 2




$$c = 2 h \Delta f / m$$


 \Rightarrow

$$\Delta f = c / (2 h) * m$$

$$y = a * x + n$$

m	f [MHz]	Δf [kHz]
0	4,7209	0,0
1	4,7300	9,1
2	4,7388	17,9
3	4,7481	27,2
4	4,7571	36,2
5	4,7661	45,2
6	4,7749	54,0
7	4,7839	63,0
8	4,7930	72,1
9	4,8020	81,1
10	4,8109	90,0






$$c = a 2 h = 1496 \pm 18 m/s$$

(Literatur: 1497 m/s bei 25°C)

Phasenverschiebung - Setup





Schema einer möglichen Versuchsanordnung

Phasenverschiebung - Ergebnisse



Die Lichtintensität der 0. Beugungsordnung ist minimal beim Maximum der stehenden Welle (stärkstes Gitter, $t = \frac{1}{4} T$; $t = \frac{3}{4} T$) und maximal bei Amplitude = 0 (kein Gitter, t = 0; $t = \frac{1}{2} T$).

Alle weiteren Beugungsordnungen haben maximale Lichtintensität bei stärkster Gitterausbildung.




Damit weist die Amplitudenmodulation zwischen der 0. und den anderen Beugungsordnungen einen Phasenunterschied von 180° auf.


Bild1: 0. und 1. Ordnung Bild2: 1. und 2. Ordnung

Anregefrequenz

Modulationsfrequenz

f = 8,6 MHz $f_m = 17,2 \text{ MHz}$





Phasenverschiebung – Ergebnisse 2







Vergleich des Amplitudensignals mit der Anregefrequenz (TTL-Ausgang TTL am cw-Generator SC600)


Bild oben: Anregung und 0. Ordnung Bild unten: Anregung und 1. Ordnung

Anregefrequenz f = 4.7 MHzModulationsfrequenz $f_m = 9.4 \text{ MHz}$





Fortschreitende Ultraschallwelle






... durch Verwendung einer Absorbermatte

- ⇒ keine Reflektion vom Gefäßboden
- ⇒ keine stehende Welle
- keine Zentralprojektion und
- keine Amplitudenmodulation aber
- Beugung (Debye-Sears-Effekt) und
- ⇒ Frequenzmodulation
- da kontinuierlich ausgesendete Ultraschallwelle zur räumlichen Änderungen der Dichte und damit zur Ausbildung eines Gitters führt.
- Das Gitter bewegt sich fortschreitend mit der Schallgeschwindigkeit des Mediums.




Es kommt zur Dopplerverschiebung der Laserlichtfrequenz in den Beugungsordnungen.





Frequenzmodulation - Setup





Schema einer möglichen Versuchsanordnung

Frequenzmodulation - Ergebnisse



Durch sich bewegendes Gitter werden Beugungsordnungen ≠ 0 in ihrer Frequenz verschoben (Dopplereffekt)


Nachweis erfolgt über Schwebung durch Überlagerung von zwei verschiedenen Beugungsordnungen auf der Photodiode


Ultraschallfrequenz $f_0 = 8,987 \text{ MHz}$

Bild oben: 0. und 1. Ordnung Schwebungsfrequenz $f_S = 8,987 \text{ MHz}$

Bild unten: -1. und 1. Ordnung Schwebungsfrequenz $f_s = 17,975 \text{ MHz}$

(Baev, Hamburg)





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Weitere Informationen und Antworten auf ihre Fragen finden Sie ...

... in unserem Praktikumskatalog

Ratalog Ausbildung

Produkte Experimente Anleitungen

Ultraschall in Physik, Medizin und Technik

... oder auf unserer Webseite unter www.gampt.de.

